

FICHA TÉCNICA - CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO D30

Cód.: 06725













	REGISTROS
NCM	8713.10.00
ANVISA	80795950045
GTIN	7898952570794
Nº Certificado INMETRO	Não aplicável







DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
									

Comprimento da Cadeira	Figura 1	65 cm
Largura da Cadeira	Figura 2	51 cm
Altura da Cadeira	Figura 3	90,5 cm
Altura do Apoio de Braços até o Assento	Figura 4	21 cm
Altura do Assento até o Encosto	Figura 5	39 cm
Espaço livre do Chão até o Apoio de Pés	Figura 6	15 cm
Largura do Apoio de Pés	Figura 7	48 cm
Comprimento do Apoio de Pés	Figura 8	18 cm
Altura do Assento até o chão	Figura 9	51 cm
Diâmetro do Rodízio	Figura 10	7,5 cm - 3"


11.	12.	13.	14.	15.	16.
					

Profundidade x Largura do Assento	Figura 11	40 x 38 cm
Largura dentre Apoios de Braços	Figura 12	41 cm
Espessura do Assento	Figura 13	2,7 cm
Dimensões da Cadeira Dobrada	Figura 14	51x10 x 40 cm
Capacidade de Peso	Figura 15	100 kg
Peso líquido da Cadeira	Figura 16	5,6 kg

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Unitária	Figura 17	51x17x42,5cm
Peso Bruto da Caixa Unitária	Figura 18	6 kg

FUNCIONALIDADES

Estrutura:	Dobrável, em aço carbono	Rodízios:	3", de metal e com freio nas rodas dianteiras
Encosto:	Removível, tecido em nylon	Apoio de pés:	Removível
Assento:	Removível, oval vazado em polipropileno com suporte para comadre.	Braços:	Fixo, com apoio de braços em polipropileno

GARANTIA

6 MESES ESTRUTURA:	Peças em aço
3 MESES COMPONENTES:	Assento, apoio de braço, tecido do encosto, rodas, manipulós e peças plásticas


















INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO DE ITENS:	Estrutura em aço carbono com pintura epóxi cinza, tecido do encosto em nylon, apoio de braço cinza e assento branco em polipropileno, , rodízios de 3 polegadas com freio nas rodas dianteiras.
CORES:	Estrutura cinza, tecido do encosto preto e assento branco

DIFERENCIAIS

A cadeira de banho é fácil de montar e desmontar, oferecendo praticidade no uso diário. Além disso, conta com estrutura dobrável, facilitando o transporte e o armazenamento em espaços reduzidos.

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS

				
0001000138 – ESTRUTURA DO ASSENTO D30	06143 – ASSENTO PLÁSTICO BRANCO CADEIRA HIG.	0001000137 - APOIO DE PES D30V2	0001000139 – ESTRUTURA DO ENCOSTO D30	06762 – MANIPULO FEMEA FIXAÇÃO DO ENCOSTO D30
				
06873 – APOIO DE BRACOS CINZA D30	06879 – TECIDO DO ENCOSTO D30 J	06874 – KIT DE MONTAGEM D30 J Y	06170 – TERMINAL DO ENCAIXE DO ASSENTO CAD. HIG.	06144 – BUCHA DE ISOLACAO CINZA D30J D40JVZ D50VZ
				
0001001059 - RODÍZIO PLÁSTICO PRETO COM FREIO D30	0001001060 - RODÍZIO PLÁSTICO PRETO SEM FREIO D30	0001000259 – ESTRUTURA LATERAL ESQUERDA D30	0001000258 – ESTRUTURA LATERAL DIREITA D30	00001000260 – ESTRUTURA SUPERIOR D30
				
0001001063 - MANÍPULO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO D30	06430 - ARRUELA DE AÇO PARA CAD. DE HIGIENICA			

VERSÕES FORA DE LINHA

Faturar até zerar o estoque, não haverá recompra.

				
06878 – ESTRUTURA PRINCIPAL D30 J Y	06877 – ESTRUTURA DO ENCOSTO D30	06876 – ESTRUTURA DO ASSENTO D30	06875 – APOIO PARA PES D30 D40	07066 – RODÍZIO METAL PRETO S/FREIO D30 D40