

FICHA TÉCNICA - CADEIRA MOTORIZADA D800

Cód.: 0001000051




REGISTROS	
NCM	8713.90.00
ANVISA	80795950054 - V
	80795950062 - CA
GTIN	7908607305753
Nº Certificado INMETRO	MED 1820-23-02 - V
	MED 2351-24-03 - CA

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura



Comprimento da Cadeira	Figura 1	107 cm
Largura da Cadeira	Figura 2	68 cm
Altura da Cadeira	Figura 3	91 cm
Dimensões da Cadeira Dobrada	Figura 4	75x40x70 cm
Largura x Profundidade do Assento	Figura 5	48 x 45 cm
Altura do chão até o assento	Figura 6	48 cm
Altura entre o apoio de braços e assento	Figura 7	22 cm
Comprimento do Apoio de Braços	Figura 8	26,5 cm
Largura Interna entre Apoio de Braços	Figura 9	47,5 cm
Comprimento x Altura da Proteção Lateral	Figura 10	45 x 12,5 cm

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura




Altura do Encosto	Figura 11	43 cm
Diâmetro da Roda Dianteira	Figura 12	20 cm 8 polegadas
Diâmetro da Roda Traseira	Figura 13	30 cm 12 polegadas
Capacidade de peso	Figura 14	120 kg
Peso Líquido da Cadeira com Bateria	Figura 15	41 kg
Peso da Bateria	Figura 16	6kg cada
Altura Máxima do Relevo	Figura 17	10°

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Unitária	Figura 17	77x38.2 x 78.8 cm
Peso Bruto da Caixa (produto embalado)	Figura 18	45 kg

FUNCIONALIDADES

Estrutura:	Em aço carbono com duplo X	Quick release:	Não possui
Encosto:	Rebatível, tecido em oxford	Anti-tombo:	Possui
Assento:	Em oxford	Garfos	Em aço com ajuste de altura
Almofada:	Possui	Dianteiros:	
Peseira:	Escamoteável, removíveis e com ajuste de altura	Roda dianteira:	Borracha rígida de 8"
Pedal:	Em alumínio rebatível	Roda traseira:	PU maciço de 12"
Braços:	Escamoteável	Bateria:	2 baterias de chumbo ácido 12V20Ah
Velocidade MAX	6km/h	Motor:	2 motores com 250W 24V
Cinto:	Possui cinto pélvico	Inclinação:	10°
Apoio de braços:	Poliuretano	Carregador:	Entrada AC100-240V 50/60 Hz 1.0 Ah - Saída DC29.4V 5A
		Faixa de panturrilha:	Possui

GARANTIA

12 MESES ESTRUTURA:	Peças em aço
3 MESES COMPONENTES:	Tecido encosto/assento, almofada, rodas, rolamentos, apoio de braços, manoplas, pedais, peseiras, baterias, joystick, carregador, garfo dianteiro, motores e peças plásticas

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO DE ITENS	Estrutura em aço carbono, 1 assento e 1 almofada em costura oxford, 2 pedais em alumínio, 2 apoios de pés e braços, 2 rodas traseiras em PU maciço, 2 rodas dianteiras de borracha rígida, 2 garfo dianteiros, 2 proteções lateral em polietileno, 2 manoplas de polietileno de alta densidade, 2 baterias de chumbo ácido 12V20Ah, 1 carregador 24V 2A, 2 motores com 250W 24V, 1 cinto de segurança, 1 par de anti-tombo e 1 faixa de panturrilha.
AUTONOMIA	10~20 km.
VELOCIDADE MÁXIMA	5~6 km/h
COR	Preto

DIFERENCIAIS

A cadeira de rodas oferece praticidade ao permitir ser dobrada sem a necessidade de remover as baterias. Os pedais em alumínio garantem maior resistência, enquanto as peseiras rebatíveis podem ser desacopladas, proporcionando versatilidade. Equipado com um motor escova, que é compacto, leve e potente, representa uma inovação no mercado. Conta ainda com encosto rebatível e controlador ambidestro, adaptando-se às diferentes necessidades do usuário.

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS

				
0001000186 - RODA FRONTAL D800	0001000187 - RODA TRASEIRA D800	0001000166 - ANTI-TOMBO COMPLETO D800	0001000182 - CONTROLADOR - JOYSTICK COMPLETO D800	0001000666 - ALMOFADA T48 D800
				
0001000167 - APOIO DE BRACO DIREITO D800	0001000168 - APOIO DE BRACO ESQUERDO D800	0001000510 - HASTE DE ALUMINIO PARA CONTROLADOR D800	0001000181 - BATERIA COMPLETA CHUMBO ÁCIDO D800	0001000205 - CARREGADOR DE BATERIAS D800
				
0001000336 - TECIDO DO ENCOSTO D800	0001000337 - TECIDO DO ASSENTO D800	0001000439 - MANIPULO PARA CONTROLADOR D800	0001000444 - TERMINAL DE ENCAIXE ANTI-TOMBO D800	0001000441 - PROTEÇÃO LATERAL D800

				
0001000443 - GARFO DIANTEIRO D800	0001000442 - PARALAMA PLASTICO D800	0001000449 - ROLAMENTO GARFO D800	0001000203- PEDAL LADO DIREITO D800	0001000204 - PEDAL LADO ESQUERDO D800
				
0001000506 - SUPORTE DO JOYSTICK SUPORTE CONECTOR D800 V	0001000201 - PESEIRA LADO DIREITO D800	0001000202 - PESEIRA LADO ESQUERDO D800	0001000183 - MOTOR ELETRICO - DIREITO COMPLETO D800	0001000185 - MOTOR ELETRICO - ESQUERDO COMPLETO D800