

**FICHA TÉCNICA - CADEIRA DE RODAS D100**

Cód.: 05588




REGISTROS	
NCM	8713.10.00
ANVISA	80795950050 - V
	80795950061 - CA
	80795950063 - I
GTIN	7898952570435
Nº Certificado INMETRO	MED 1820-23-01 - V
	MED 2531-24-02 - CA
	TUV 24.0093 - I


**DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO**

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura



Comprimento da Cadeira	Figura 1	99cm
Largura da Cadeira	Figura 2	59 cm
Altura da Cadeira	Figura 3	89 cm
Dimensões da Cadeira Dobrada	Figura 4	78x28x74,5 cm
Largura x Profundidade do Assento	Figura 5	40 x 46 cm
Altura do Chão até o Assento	Figura 6	49 cm
Altura entre o apoio de braços e Assento	Figura 7	19,3 cm
Comprimento do Apoio de Braços	Figura 8	26 cm
Largura Interna entre Apoio de Braços	Figura 9	45 cm
Comprimento x Altura da Proteção Lateral	Figura 10	45x12 cm




Altura do Encosto	Figura 11	40 cm
Diâmetro da Roda Dianteira	Figura 12	20 cm   8polegadas
Diâmetro da Roda Traseira	Figura 13	59 cm   23 polegadas
Diâmetro do Aro de propulsão	Figura 14	51 cm   20 polegadas
Capacidade de peso	Figura 15	120 kg
Peso Líquido da Cadeira	Figura 16	14,5 kg

**DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO**

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Unitária	Figura 17	78 x 29 x 75,5 cm
Peso Bruto da Caixa (produto embalado)	Figura 18	16,5 kg

### FUNCIONALIDADES

<b>Estrutura</b>	Duplo X em aço carbono	<b>Pneus</b>	Sólido em PU
<b>Encosto</b>	Removível, encosto em nylon forrado	<b>Freios</b>	Estacionário bilateral
<b>Assento</b>	Nylon	<b>Quick release</b>	Não possui
<b>Almofada</b>	Não possui	<b>Anti-tombo</b>	Não possui
<b>Peseira</b>	Removível	<b>Garfos Dianteiros</b>	Aço carbono
<b>Pedal</b>	Rebatível em plástico com regulagem de altura	<b>Roda dianteira</b>	8"
<b>Braços</b>	Fixos	<b>Roda traseira</b>	24"
<b>Cinto</b>	Não possui. Cinto torácico e pélvico são vendidos separadamente	<b>Aro de propulsão</b>	20" em aço carbono
<b>Apoio de braços</b>	PVC	<b>Faixa de panturrilha</b>	Possui

### GARANTIA

<b>12 MESES ESTRUTURA:</b>	Peças em aço
<b>6 MESES COMPONENTES:</b>	Tecidos, manoplas, rodas, pedais, rolamentos, garfo dianteiro, apoio de braço, freios e peças plásticas.

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>COMPOSIÇÃO DE ITENS:</b>	Estrutura em aço carbono com pintura epóxi, partes têxteis em nylon, 1 almofada oxford. 2 garfos de aço, 2 apoios de braço de PVC, 2 estruturas laterais de plástico, 2 peseiras com pedais de plástico, 2 rodas dianteiras de PU, 2 pneus de borracha traseiros com aro de propulsão, 2 freios: direito e esquerdo, 1 kit de montagem, 1 faixa de panturrilha, encosto removível com apoios de mão e tecido oxford removível.
<b>CORES:</b>	Cinza e partes têxteis em preto.

### DIFERENCIAIS

A cadeira de rodas possui encosto e pernas removíveis, braços fixos e apoio para os pés rebatíveis, proporcionando praticidade e conforto.

### DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS


			 Distância entre as furações 14cm	
06406 – ASSENTO D100	0001000148 – CJ. ENCOSTO REMOVIVEL D100 I	06570 – MANOPLA D100 D400 D500	07009 – APOIO DE BRACO D100 D400 D500 I	07010 – GARFO DIANTEIRO D100 D400 I
				
06569 – RODA DIANTEIRA D100	07011 – PEDAL LADO DIREITO D100 I	07012 – PEDAL LADO ESQUERDO D100 I	06431 – KIT MONTAGEM PEDAL D100 D I	06419 – FAIXA DE PANTURRILHA M D100 D400
				
0001001075 – FREIO DIREITO PRETO D100 I	0001001074 – FREIO ESQUERDO PRETO D100 I	07015 – RODA TRASEIRA COMPLETA PNEU RIGIDO	07016 – PAINEL LATERAL D100	0001001078 – PERNA LADO DIREITO D100
				
0001000931 - APOIO U PARA ASSENTO	0001000771 - CONJUNTO MANIPULO DO ENCOSTO D100	06307 –CONJUNTO MANIPULO ANDADOR D100	0001000169 - ROLAMENTO DO GARFO	0001000343 – ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA D100

				
0001001077 - PERNA LADO ESQUERDO D100	0001000335 - MANOPLAS COMPLETAS ENCOSTO D100	0001001076 - PEDAL LADO ESQUEERDO D100	0001001068 - PEDAL LADO DIREITO D100	


### ACESSÓRIOS E PEÇAS OPCIONAIS

Acessórios não acompanham o produto e são vendidos separadamente.

#### Cód.: 0001000091 - CINTO DE SEGURANÇA TORÁCICO



NCM	8714.20.00	GARANTIA	3 meses	
GTIN	7908607306361	UNIDADES DA CAIXA (venda)	Unitário	
PESO LÍQUIDO	300 g	PESO BRUTO	500 g	

#### Cód.: 0001000087 - APOIO DE CABECA P/ CADEIRA DE RODAS

NCM	8714.20.00	GARANTIA	3 meses	
GTIN	7908607307689	UNIDADES DA CAIXA (venda)	Unitário	
PESO LÍQUIDO	2,3 kg	PESO BRUTO	2,9 kg	

### VERSÕES FORA DE LINHA

Faturar até zerar o estoque, **não haverá recompra.**

			 Distância entre as furações 10cm	
06565 – PEDAL LADO ESQUERDO	06564 – PEDAL LADO DIREITO	06595 – CAMARA DE AR PARA PNEU TRASEIRO DE CADEIRA DE RODAS	06411 – APOIO DE BRACO D100 D400 D	06566 – FREIO DIREITO PRATEADO D100 D
				
06567 – FREIO ESQUERDO PRATEADO D100 D	06572 – GARFO DIANTEIRO PRATEADO D100 D	06568 – ARO DE PROPULSAO	06590 – RODA TRASEIRA AVULSA	06405 – ENCOSTO NAO REBATIVEL D100 I
				
06412 – PAINEL LATERAL D100	05875 – MANOPLA PARA CADEIRA	07017 - PEDAL AMBIDESTRO D100 I	07013 – FREIO DIREITO PRETO D100 I	07014 – FREIO ESQUERDO PRETO D100 I