


FICHA TÉCNICA - CADEIRA DE RODAS D500
Cód.: 06888


	REGISTROS
NCM	8713.10.00
ANVISA	80795950032
Nº Certificado INMETRO	BRA21/00313
GTIN	7898952570893


DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura



Comprimento da Cadeira	Figura 1	109 cm
Largura da Cadeira	Figura 2	82 cm
Altura da Cadeira	Figura 3	90 cm
Dimensões da Cadeira Dobrada sem Apoio de Pés	Figura 4	85 x 32 x 91cm
Dimensões da Cadeira Dobrada com Apoio de Pés	Figura 4	109 x 33 x 90cm
Largura x Profundidade do Assento	Figura 5	62,5 x 44,5cm
Altura do chão até o assento	Figura 6	51 cm
Altura entre o apoio de braços e assento	Figura 7	24 cm
Comprimento do Apoio de Braços	Figura 8	26,5 cm
Largura Interna entre Apoio de Braços	Figura 9	63 cm
Comprimento x Altura da Proteção Lateral	Figura 10	27,5 x 15 cm




Altura do Encosto	Figura 11	40 cm
Diâmetro da Roda Dianteira	Figura 12	20 cm 8 polegadas
Diâmetro da Roda Traseira	Figura 13	61 cm 24 polegadas
Diâmetro do aro de propulsão	Figura 14	51 cm 20 polegadas
Capacidade de peso	Figura 15	180 kg
Peso Líquido da Cadeira	Figura 16	26,5 kg

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unid. de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Unitária	Figura 17	85,5x33,5x93 cm
Peso Bruto da Caixa	Figura 18	29,5 kg

FUNCIONALIDADES

Estrutura:	Em aço carbono, duplo X e dobrável	Pneus:	Rígido
Encosto:	Fixo e impermeável	Tip Assist:	Possui
Assento:	Em nylon e impermeável	Quick release:	Não possui
Almofada:	Possui	Anti-tombo:	Não acompanha, vendido separadamente
Peseira:	Removível	Cinto:	Acompanha cinto pélvico
Pedal:	Rebatível em alumínio	Freio:	Bilaterais reguláveis e ergonômicos
Braço:	Removível	Roda dianteira:	8"
Proteção de roupa lateral:	Possui	Roda traseira:	24" com 2 níveis para ajuste de altura e aro de propulsão em aço carbono
Apoio de braços:	Removível e acolchoado	Faixa de panturrilha:	Possui

GARANTIA

12 MESES ESTRUTURA:	Peças em aço
ESPESSURA ALMOFADA:	55 mm
6 MESES COMPONENTES:	Tecido assento/encosto, manoplas, rodas, almofada, pedais, apoio de braço, freios, rolamentos, garfo dianteiro e peças plásticas.

INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO DE ITENS:	Estrutura de aço carbono tubular em duplo x dobrável, 2 apoios de braços acolchoados em couro, 2 braços rebatíveis, 1 encosto impermeável (não reclinável) em nylon, 1 assento impermeável em nylon, 1 almofada, 2 protetores laterais de roupas, 2 rodas traseiras e pneus rígidos; raios e aro de propulsão de aço, 2 rodas dianteiras maciças antifuro, 2 apoios de pés removíveis, rebatíveis lateralmente, 2 freios bilaterais reguláveis e ergonômicos, 2 garfos dianteiros em aço, 1 faixa com velcro para apoio da panturrilha, 1 bolso no verso do encosto com velcro e acabamentos plásticos em PVC.
COR:	Preto

DIFERENCIAIS

A cadeira de rodas possui pneus rígidos anti-furo, garantindo maior durabilidade e praticidade. As rodas traseiras e dianteiras contam com ajuste de altura em dois níveis, permitindo personalização conforme a necessidade. É equipada com apoio de braços removíveis e apoio de pernas rebatíveis, oferecendo versatilidade e conforto ao usuário. Um dos principais diferenciais da cadeira de rodas é sua robustez, permitindo acomodar usuários com peso de até 180 kg, garantindo segurança e resistência.

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS

			 Distância entre as furações 14cm	
06907 – RODA DIANTEIRA D500	06909 – GARFO DIANTEIRO D500 I	06570 – MANOPLA D100 D400 D500	07009 – APOIO DE BRACO D100 D400 D500 I	06908 – RODA TRASEIRA COM ARO E PNEU RÍGIDO D500
				
06912 – ASSENTO T60 D500	06913 – ALMOFADA T60 D500	06914 – ENCOSTO T60 D500	0001000269 – FREIO LADO DIREITO D500 I	0001000270 – FREIO LADO ESQUERDO D500 I
				
06916 – PAINEL LATERAL D500	06921 – CINTO DE SEGURANCA G D500	06915 - FAIXA PANTURRILHA G D500	06910 – BRACO DIREITO D500	06911 – BRACO ESQUERDO D500

				
06919 – PEDAL D500	06917 – PESEIRA LADO DIREITO D500	06918 – PESEIRA LADO ESQUERDO D500	0001000171 - ROLAMENTO DO GARFO D500 D900 D1000	
ACESSÓRIOS E PEÇAS OPCIONAIS				
Acessórios não acompanham o produto e são vendidos separadamente.				
Cód.: 0001000088 - ANTI TOMBO D400 D500 COM PINO CLICK				
NCM	8714.20.00	GARANTIA	3 meses	
GTIN	7908607305944	UNIDADES DA CAIXA (venda)	Unitário (2 un. para par)	
PESO LÍQUIDO	100 g	PESO BRUTO	100 g	