

**FICHA TÉCNICA - MULETA D7 UNIVERSAL**

Cód.: 06953




	REGISTROS
NCM	9021.10.10
ANVISA	80795950043
GTIN	7908607300147
GTIN Caixa Master	17908607300144
Nº Certificado INMETRO	Não Aplicável

**DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO**

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura




Comprimento do Produto	Figura 1	4 cm
Largura do Produto	Figura 2	20 cm
Altura Máxima do produto	Figura 3	150 cm
Altura Mínima do produto	Figura 4	100 cm
Peso Líquido do Produto	Figura 5	0,8 kg
Capacidade de Peso	Figura 6	130 kg/par
Quantidade por Cx. Master	Figura 7	10 unidades

**DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO**

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Master	Figura 8	55x30x33,5 cm
Peso Bruto da Caixa Master	Figura 9	9 kg

**GARANTIA**

3 meses

**FUNCIONALIDADES**

Indicação de altura	1,34 cm até 1,98 cm
Apoio de Mão:	3 níveis de ajuste de altura
Apoio Axilar:	8 níveis de ajuste de altura
Apoio da estrutura:	9 níveis de ajuste de altura

**INFORMAÇÕES GERAIS**







COMPOSIÇÃO DE ITENS	Estrutura de alumínio com anodização fosca, apoio de mão em borracha TPR, apoio de axila recoberto em EVA e pino click em aço.
COR	Cinza

**DIFERENCIAIS**

A muleta universal D7 destaca-se pela versatilidade e qualidade, oferecendo ajustes precisos e confortáveis para diferentes usuários. Com três níveis de regulação na altura da axila, que variam de 14,5 cm, oito níveis no ajuste da mão com variação de 4 cm, e nove níveis na estrutura com 3 cm de variação, a muleta oferece excelente adaptação às necessidades individuais. Fabricada em alumínio estrutural com anodização fosca, é leve e resistente, enquanto o apoio de mão em TPR garante conforto e firmeza na pegada. O recobrimento em EVA no apoio de axila oferece maciez, reduzindo o desconforto durante o uso. Além disso, o sistema de pino click em aço assegura ajustes seguros e duráveis.

Com esses atributos, a muleta D7 é uma opção confiável e ergonômica para reabilitação ou mobilidade.

DETALHAMENTO CODIGOS DE PEÇAS

				
06598 - APOIO MAO MULETA AXILAR D7	05569 - PONTEIRA 22 MM CINZA MULETA AXILAR D7	06128 - PROTETOR AXILAR D7	06132 - PE AJUSTAVEL MULETA AXILAR D7	0001000150 - APOIO DE MÃO COMPLETO D7U J
				
0001000062 - ADAPTADOR DE PONTEIRA D7U				