

**FICHA TÉCNICA - MULETA CANADENSE DESMONTÁVEL COM MOLA - D6**

Cód.: 05394




	REGISTROS
NCM	9021.10.10
ANVISA	80795950043
GTIN	7898952570275
GTIN Caixa Master	17898952570272
Nº Certificado INMETRO	Não Aplicável

**DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO**

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura




Comprimento da Manopla	Figura 1	16 cm
Largura da Manopla	Figura 2	11,5 cm
Altura Mínima do produto	Figura 3	100 cm
Altura Máxima do produto	Figura 4	124 cm
Peso Líquido do Produto	Figura 5	0,5 kg
Capacidade de Peso	Figura 6	130 kg
Quantidade por Cx. Master	Figura 7	10 unidades

**DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO**

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Master	Figura 8	61x34x21,5 cm
Peso Bruto da Caixa Master	Figura 9	6,15 kg

**GARANTIA**

3 meses

**INFORMAÇÕES GERAIS**

COMPOSIÇÃO DE ITENS	Estrutura em alumínio anodizado fosco, apoio de braço e anel antirruído em polipropileno, pé ajustável com tubo em alumínio e mola de impulsão em aço carbono, ponteira em borracha.
CORES	Preto

**DIFERENCIAIS**

A Muleta D6 é leve, pesando cerca de 500g, e possui estrutura com 10 níveis de regulagem de altura inferior, garantindo maior adaptabilidade ao usuário. Equipada com sistema antirruído, apoio de mão com ranhuras para mais segurança e estrutura desmontável em três partes, facilita o armazenamento. Fabricada em alumínio antiferrugem, suporta até 130 kg. Além disso, possui uma mola que transforma o peso exercido no apoio em impulso, tornando o uso mais leve e melhorando a mobilidade.

**DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS**

				
<p>05397 – PONTEIRA 19MM PRETA PARA MULETA D6</p>	<p>06418 – MOLA PINO CLICK SIMPLES</p>	<p>06135 – ANEL ANTIRRUIDO MULETA D6</p>	<p>06134 – PE AJUSTAVEL MULETA D6</p>	<p>07069 – PONTEIRA ARTICULADA PRETA 19MM PARA MULETA CANADENSE D6</p>
				
<p>06133 – ESTRUTURA MULETA D6 PRETA</p>				